

Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用抗Apcラビットモノクローナル抗体 - P25054

商品番号: CM0005625



前書き

ヒトAPC（腺腫性ポリポーシス）タンパク質に対するラビットモノクローナル抗体。WB、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。腫瘍抑制およびWntシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC Rabbit mAb
備考/エイリアス	GS; DP2; DP3; BTPS2; DESMD; DP2.5; PPPIR46; APC
種	ヒト
GeneID	324
免疫原	組換えタンパク質 ヒトAPC（NP_000029.2）のアミノ酸2600-2760に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ラビット
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P25054
タンパク質分子量	312kDa
配送	氷袋