

Wb、Ihc-P、Elisa用 Anti-Apip ポリクローナル抗体 - Q96Gx9

商品番号: CM0028244



前書き

ヒトAPIP（メチルチオリブロース-1-リン酸デヒドラターゼ）に対する高品質ウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性あり。メチオニンリサイクル経路とアポトーシス経路の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	APIP Rabbit pAb
備考/別名	APIP2; CGI29; hAPIP; CGI-29; MMRP19; APIP
種	ヒト
GeneID (ヒト)	51074
GeneID	51074
免疫原	ヒトAPIP（NP_057041.2）のアミノ酸1-242に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96GX9
タンパク質重量	27kDa
発送	保冷バッグ