


Wb、If-P、Elisa用 抗Aplp1ウサギポリクローナル抗体 - P51693

商品番号: CM0025933



前書き

WB、IF-

P、ELISAアプリケーションで検証済みの抗APLP1ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットサンプル中のAPLP1を検出します。シナプス後部機能、神経細胞アポトーシス、アルツハイマー病関連経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APLP1 ウサギ pAb
備考/別名	APLP; APLP1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	333
GeneID	333
免疫原	ヒト APLP1 (NP_005157.1) のアミノ酸470-580に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P51693
タンパク質分子量	72kDa
発送	保冷バッグ