

ウエスタンブロット、Elisa用 抗Apoa4 ウサギモノクローナル抗体 - P06727

商品番号: CM0007370



前書き

ヒトAPOA4に対する組換えウサギモノクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAで検証済み。脂質代謝研究、コレステロール輸送研究、診断薬開発に最適。ヒト検体で使用可能。アミノ酸21-396を標的とする高親和性抗体。約45kDaのタンパク質を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APOA4 ウサギ mAb
備考/別名	APOA4
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	337
遺伝子ID	337
免疫原	組換えタンパク質 (ヒトAPOA4 (NP_000473.2) のアミノ酸21-396に対応する配列を含む組換え融合タンパク質)
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	ウエスタンブロット、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P06727
タンパク質分子量	45kDa
発送	保冷バッグ