

抗Apobec3Dウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q96Ak3

商品番号: CM0012837

前書き

ヒトAPOBEC3Dを標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応性を示します。レトロウイルス制限と自然免疫の研究に最適です。Camel BioのIVD原材料供給の専門知識に裏打ちされています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	APOBEC3D ウサギpAb
備考/別名	A3D; A3DE; ARP6; APOBEC3E; APOBEC3DE; APOBEC3D
種	ヒト
GeneID (ヒト)	140564
GeneID	140564
免疫原	ヒトAPOBEC3D（NP_689639.2）のアミノ酸207～386番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96AK3
タンパク質分子量	47kDa
輸送方法	氷袋