

抗Apoc2ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P02655

商品番号: CM0020026



前書き

ヒトアポリポタンパク質C-

II（APOC2）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAアプリケーションで実証済みで、ヒトとラットに交差反応性を示します。脂質代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APOC2 ウサギpAb
備考/別名	APO-CII; APOC-II; APOC2
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	344
遺伝子ID	344
免疫原	ヒトAPOC2（NP_000474.2）のアミノ酸1～101に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P02655
タンパク質分子量	11kDa
輸送方法	保冷剤