


## ウエスタンブロット、Elisa用 抗Appl1 ウサギポリクローナル抗体 - Q9Ukg1

商品番号: CM0030478



### 前書き

ウエスタンブロットおよびELISA用APPL1ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのAPPL1と交差反応性あり。細胞増殖、代謝、インスリンシグナル伝達の研究に最適。80 kDaタンパク質。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| 製品名         | APPL1 ウサギ pAb                                                  |
| 備考/別名       | APPL; MODY14; DIPI3alpha; APPL1                                |
| 種           | ヒト                                                             |
| GeneID (ヒト) | 26060                                                          |
| GeneID      | 26060                                                          |
| 免疫原         | 組換えタンパク質：ヒトAPPL1 (NP_036228.1) のアミノ酸1-210に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| 由来          | ウサギ                                                            |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                                      |
| 適用          | WB, ELISA                                                      |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                                     |
| SWISS       | Q9UKG1                                                         |
| タンパク質分子量    | 80kDa                                                          |
| 輸送          | 保冷バッグ                                                          |