


Wb、Elisa用抗Arf6モノクローナル抗体 - P62330

商品番号: CM0003153



前書き

ウェスタンブロットおよびELISAで検証されたウサギモノクローナル抗ARF6抗体。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。エンドサイトーシスリサイクル、細胞骨格ダイナミクス、および神経発達におけるGTPase ARF6の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ARF6 Rabbit mAb
備考/別名	ARF6; ADP-ribosylation factor 6
種	ヒト
GeneID (ヒト)	382
GeneID	382
免疫原	合成ペプチド ヒトARF6 (P62330) のアミノ酸76-175領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P62330
タンパク質分子量	20kDa
配送	アイスパック