


Wb、Ip、Elisa対応 抗Arid2ポリクローナル抗体 - Q68Cp9

商品番号: CM0025531



前書き

転写調節に関与するSWI/SNFクロマチンリモデリング複合体サブユニットであるヒトARID2（BAF200）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WB、IP、ELISAアプリケーションでの検証が完了しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ARID2 ウサギ pAb
別名	CSS6; p200; BAF200; SMARCF3; ARID2
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	196528
GeneID	196528
免疫原	ヒトARID2（NP_689854.2）のアミノ酸1586～1835番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用分野	WB、IP、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q68CP9
タンパク質分子量	197kDa
輸送方法	保冷剤