

WbおよびElisa用Anti-Arih1ウサギポリクローナル抗体 - Q9Y4X5

商品番号: CM0020845



前書き

ユビキチン化およびDNA損傷応答に関与するE3ユビキチンタンパク質リガーゼであるARIH1に対するウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルを用いてWBおよびELISAで検証済みです。ユビキチン経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ARIH1 Rabbit pAb
備考/別名	ARI; HARI; HHARI; UBCH7BP; ARIH1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	25820
GeneID	25820
免疫原	ヒトARIH1 (NP_005735.2) のアミノ酸400からC末端までの配列内に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y4X5
タンパク質分子量	64kDa
配送	アイスパック