

Wb、If/Icc、Elisa用抗Asah1ウサギポリクローナル抗体 - Q13510

商品番号: CM0015225



前書き

ヒト酸セラミダーゼ(ASAHI1)を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロット、免疫蛍光/免疫細胞化学(IF/ICC)、ELISAに対応しています。スフィンゴ脂質代謝やセラミド関連シグナル伝達経路の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ASAHI1 Rabbit pAb
別名	AC, PHP, ASAH, PHP32, ACDase, SMAPME, ASAH1
対象種	ヒト
遺伝子ID(ヒト)	427
遺伝子ID	427
免疫原	ヒトASAHI(NP_001120977.1)のアミノ酸140～389番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13510
タンパク質分子量	45kDa
発送方法	氷袋