

Wb、Elisa用 Anti-Asb13 ポリクローナル抗体 - Q8Wxk3

商品番号: CM0015121

前書き

ヒトASB13に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。ASB13はSCF様E3ユビキチンリガーゼの基質認識成分であり、タンパク質分解を仲介します。ユビキチン化研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ASB13 ウサギ pAb
備考/別名	ASB13
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	79754
遺伝子ID	79754
免疫原	組換えタンパク質 ヒトASB13 (NP_078977.2)のアミノ酸1-278に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q8W XK3
タンパク質分子量	30kDa
輸送	保冷バッグ