

Wb、Ihc-P、Elisa用 Anti-Asmt ウサギポリクローナル抗体 - P46597

商品番号: CM0027805



前書き

ヒト、マウス、ラットにおけるWB、IHC-P、ELISA用に検証済みのAnti-ASMTウサギポリクローナル抗体。メラトニン生合成の鍵酵素であるアセチルセロトニンO-メチルトランスフェラーゼを標的とします。松果体および概日リズム研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ASMT Rabbit pAb
備考/別名	ASMTY; HIOMT; HIOMTY; ASMT
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	438
遺伝子ID	438
免疫原	ヒト ASMT (NP_001164510.1) のアミノ酸1-298に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P46597
タンパク質分子量	38kDa
輸送	保冷バッグ