

Wb、If/Icc、Elisa用抗Atg10ウサギモノクローナル抗体 - Q9H0Y0

商品番号: CM0008394

前書き

ヒトATG10に対する高品質ウサギモノクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。ヒトおよびマウスのATG10と反応し、オートファジー研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATG10 ウサギmAb
略称/別名	APG10; APG10L; pp12616; ATG10
由来生物種	ヒト
GeneID (ヒト)	83734
GeneID	83734
免疫原	ヒトATG10 (Q9H0Y0) のアミノ酸121-220番領域の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用アッセイ	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISSプロットID	Q9H0Y0
タンパク質分子量	25kDa
輸送方法	保冷剤