

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用Anti-Atp23ポリクローナル抗体 - Q9Y6H3

商品番号: CM0017831

前書き

WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA用のATP23（KUB3/XRCC6BP1）に対するウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。ミトコンドリアプロテアーゼおよびDNA修復研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATP23ウサギpAb
備考／別名	KUB3; XRCC6BP1; ATP23
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	91419
遺伝子ID	91419
免疫原	ヒトATP23（NP_150592.1）のアミノ酸1〜246に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y6H3
タンパク質分子量	28kDa
輸送	保冷バッグ