


ウエスタンブロット、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Atp5I

ウサギポリクローナル抗体 - P56385

商品番号: CM0020709



前書き

ヒトATP5I（ATP合成酵素サブユニットe）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。ミトコンドリアおよびATP合成酵素研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATP5I ウサギ pAb
備考/別名	ATP5I; ATP5K
種	ヒト
GeneID（ヒト）	521
GeneID	521
免疫原	組換えタンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P56385
タンパク質分子量	8kDa
発送	保冷バッグ