

Anti-Atp7A ウサギモノクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - Q04656

商品番号: CM0008382



前書き

WB、IF/ICC、ELISAを含むヒトサンプルアプリケーションで検証された高品質なATP7Aウサギモノクローナル抗体。銅恒常性、メンケス病、およびタンパク質輸送の調査に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATP7A Rabbit mAb
備考/別名	MK; MNK; DSMAX; SMAX3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	538
GeneID	538
免疫原	組換えタンパク質 ヒトATP7A (NP_000043.4) のアミノ酸1-79に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q04656
タンパク質分子量	11-172 kDa
配送	アイスバッグ