

Wb、Ip、Ihc-P、Elisa用Anti-Atp8モノクローナル抗体 - P03928

商品番号: CM0005264



前書き

ウェスタンブロット、IP、IHC-

P、ELISAで検証された高品質なATP8ウサギモノクローナル抗体（P03928）。ヒトおよびラットのATPシンターゼF(0)複合体サブユニット8に反応し、分子量は8 kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATP8 Rabbit mAb
備考/別名	ATPase8; MTATP8; ATP8
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4509
GeneID	4509
免疫原	合成ペプチド；ヒトATP8（YP_003024030.1）のアミノ酸1-68以内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P03928
タンパク質分子量	8kDa
配送	アイスバッグ