


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Atpbウサギモノクローナル抗体 - P06576

商品番号: CM0002982



前書き

ヒトATP合成酵素βサブユニット（ATPB）を標的とする高親和性ウサギモノクローナル抗体で、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応。ミトコンドリアエネルギー代謝研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATPBウサギmAb
備考/別名	ATP5B; ATPMB; ATPSB; HUMOP2; HEL-S-271; ATPB
種	ヒト
GeneID (ヒト)	506
GeneID	506
免疫原	ヒトATPB（NP_001677.2）のアミノ酸230-529に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P06576
タンパク質分子量	57kDa
発送	保冷剤