

Wb、Elisa用抗Avpr2ウサギポリクローナル抗体 - P30518

商品番号: CM0026865



前書き

ヒトバソプレッシンV2受容体（AVPR2）を標的とする、組換えタンパク質を用いたウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みです。腎臓の水分再吸収やGタンパク質共役受容体の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AVPR2 Rabbit pAb
別名	DI1; DIR; NDI; V2R; ADHR; DIR3; NDI1; AVPR2
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	554
遺伝子ID	554
免疫原	ヒトAVPR2 (NP_000045.1) のアミノ酸232～371番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P30518
タンパク質分子量	40kDa
発送方法	保冷剤