

WbおよびElisa用 抗Axin1 ウサギ ポリクローナル抗体 - O15169

商品番号: CM0014638



前書き

ウエスタンブロットおよびELISA用に検証済みの高品質な抗AXIN1ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのAXIN1に交差反応性を示します。Wnt/ β -カテニンシグナル伝達および腫瘍抑制機構の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AXIN1 Rabbit pAb
備考/別名	AXIN; PPP1R49; AXIN1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8312
GeneID	8312
免疫原	ヒトAXIN1 (NP_851393.1) のアミノ酸1-351に対応する組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O15169
タンパク質分子量	96kDa
発送	保冷バッグ