


WbおよびElisa用Anti-Azi2ラビットモノクローナル抗体 - Q9H6S1

商品番号: CM0003474



前書き

ウェスタンブロットおよびELISAに検証済みの高品質なラビットモノクローナルAZI2抗体。ヒト、マウス、ラットのAZI2（NAP1/TILP）を認識し、抗ウイルス自然免疫およびNF-

κBシグナル伝達における重要なアダプターです。免疫学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AZI2 Rabbit mAb
備考/エイリアス	AZ2, NAP1, TILP, AZI2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	64343
GeneID	64343
免疫原	ヒトAZI2 (NP_071906.1) のアミノ酸282-387に相当する配列を含む組換えタンパク質
ソース	ラビット
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H6S1
タンパク質分子量	45kDa
配送	氷袋