


WbおよびElisa用 抗B4Galt1 ウサギポリクローナル抗体 - P15291

商品番号: CM0021511



前書き

ヒトB4GALT1に対するウエスタンブロットおよびELISA用ウサギポリクローナル抗体。B4GALT1は、N-グリカン合成と細胞接着に関与するゴルジ体膜結合型ガラクトース転移酵素です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	B4GALT1 ウサギ pAb
備考/別名	GT1; GTB; CDG2D; GGTB2; B4GAL-T1; beta4Gal-T1; B4GALT1
種	ヒト
GeneID	2683 (ヒト)
免疫原	組換えタンパク質：ヒトB4GALT1 (NP_001488.2) のアミノ酸50-215に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P15291
タンパク質分子量	44kDa
発送	保冷バッグ