

Anti-Bag1 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q99933

商品番号: CM0002548

前書き

ヒトBAG1を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。アポトーシスおよびシャペロン研究に使用されます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Bag1 Rabbit mAb
備考/別名	HAP; BAG-1; RAP46; Bag1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	573
遺伝子ID	573
免疫原	合成ペプチド、ヒトBag1 (Q99933) のアミノ酸100-200内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	Q99933
タンパク質分子量	39kDa
配送	アイスバッグ