

Wb、Ihc-P、Elisa用 Anti-Bag4 ウサギポリクローナル抗体 - O95429

商品番号: CM0019277



前書き

ヒト、マウス、ラットのWB、IHC-P、ELISAで検証済みのAnti-BAG4ウサギポリクローナル抗体。BAG4 (SODD)を標的とし、HSP70を阻害し、TNFRSF1Aの構成的シグナル伝達を防ぐ分子シャペロンレギュレーターです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BAG4 Rabbit pAb
備考/別名	SODD; BAG-4; BAG4
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9530
遺伝子ID	9530
免疫原	合成ペプチド ヒトBAG4 (NP_001191807.1) のアミノ酸1-100内の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95429
タンパク質分子量	50kDa
配送	氷袋