

## Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Banf1ウサギモノクローナル抗体 - O75531

商品番号: CM0005777



### 前書き

BANF1 (Barrier-to-autointegration factor) に対する高品質なウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのBANF1を検出。クロマチン組織化、DNA損傷、ウイルス統合研究に適しています。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------|
| 製品名         | BANF1 ウサギ mAb                                      |
| 備考/別名       | BAF; NGPS; BCRP1; D14S1460; BANF1                  |
| 種           | ヒト                                                 |
| GeneID (ヒト) | 8815                                               |
| GeneID      | 8815                                               |
| 免疫原         | 合成ペプチド   ヒト BANF1 (O75531) のアミノ酸1-89に相当する配列の合成ペプチド |
| 由来          | ウサギ                                                |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                                          |
| 適用          | WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA                              |
| 交差性         | ヒト、マウス、ラット                                         |
| SWISS       | O75531                                             |
| タンパク質分子量    | 10kDa                                              |
| 発送          | 保冷バッグ                                              |