

## Wb、Elisa用抗Banpポリクローナル抗体 - Q8N9N5

商品番号: CM0030203



### 前書き

ヒトBANP（BEND1/SMAR1）に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。クロマチン制御因子かつ腫瘍抑制因子であるヒトおよびマウスのBANPを検出します。T細胞発生、細胞周期、スプライシング研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                             |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| 製品名        | BANP ウサギpAb                                                   |
| 別名         | BEND1; SMAR1; SMARBP1; BANP                                   |
| 由来種        | ヒト                                                            |
| 遺伝子ID (ヒト) | 54971                                                         |
| 遺伝子ID      | 54971                                                         |
| 免疫原        | 組換えタンパク質 ヒトBANP (NP_060339.2) のアミノ酸1-260番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源         | ウサギ                                                           |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                                     |
| 用途         | WB、ELISA                                                      |
| 交差反応性      | ヒト、マウス                                                        |
| SWISS      | Q8N9N5                                                        |
| タンパク質分子量   | 56kDa                                                         |
| 輸送方法       | 保冷剤                                                           |