


Wb、If/Icc、Ip、Elisa用アンチBaxラビットモノクローナル抗体（Ko検証済み） - Q07812

商品番号: CM0003437



前書き

アポトーシス研究用の検証済みBaxラビットモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのWB、IF/ICC、IP、ELISAに適しています。SWISS Q07812を標的とし、タンパク質分子量は21kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] BaxラビットmAb
備考/別名	BCL2L4; ax
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	581
遺伝子ID	581
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q07812
タンパク質分子量	21kDa
配送	氷袋