

## WbおよびElisa用抗Bbs2ウサギポリクローナル抗体 - Q9Bxc9

商品番号: CM0026688

### 前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みの抗BBS2ウサギポリクローナル抗体で、マウスおよびラットと交差反応性を示します。BBSオーム複合体の研究、繊毛形成研究、バルデ・ビードル症候群の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 仕様                                                  |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| 製品名         | BBS2 ウサギ pAb                                        |
| 備考/別名       | BBS; RP74; BBS2                                     |
| 種           | ヒト                                                  |
| GeneID (ヒト) | 583                                                 |
| GeneID      | 583                                                 |
| 免疫原         | ヒトBBS2 (NP_114091.3) のアミノ酸1〜96番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源          | ウサギ                                                 |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                           |
| 用途          | WB, ELISA                                           |
| 交差反応性       | マウス, ラット                                            |
| SWISS       | Q9BXC9                                              |
| タンパク質分子量    | 80kDa                                               |
| 輸送方法        | 氷袋                                                  |