

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Bcat2 ポリクローナル抗体 - O15382

商品番号: CM0026724



前書き

ヒトBCAT2（ミトコンドリア分岐鎖アミノ酸アミノ基転移酵素）を標的とした高品質なウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットにおけるWB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。代謝研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	BCAT2 ウサギ pAb
備考/別名	BCAM; BCT2; HVLI; PP18; BCATM; BCAT2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	587
GeneID	587
免疫原	ヒトBCAT2 (NP_001181.2) のアミノ酸28-392に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O15382
タンパク質分子量	44kDa
輸送	保冷バッグ