

抗Bcmo1ウサギポリクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - Q9Hay6

商品番号: CM0018310

前書き

WBおよびELISAアプリケーション用BCMO1ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルで検証済み。網膜産生および視覚における重要な酵素であるベータカロテンジオキシゲナーゼ1を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BCMO1 ウサギpAb
備考/別名	BCO; BCDO; BCMO; BCDO1; BCMO1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	53630
免疫原	ヒトBCMO1の268-547アミノ酸残基に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_059125.2)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9HAY6
タンパク質重量	63kDa
配送	アイスバッグ