

ウエスタンブロット、If-P、Ihc-P、Elisa用 抗ベータ2マイクログロブリン ウサギモノクローナル抗体 - P61769

商品番号: CM0003212



前書き

ヒトベータ2マイクログロブリン（B2M）に対するウサギモノクローナル抗体。ウエスタンブロット、IF-P、IHC-P、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応性があります。MHCクラスI抗原提示研究における重要なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ベータ2マイクログロブリン ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	IMD43; ベータ2マイクログロブリン
種	ヒト
GeneID（ヒト）	567
GeneID	567
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	ウエスタンブロット、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P61769
タンパク質分子量	14kDa
発送	保冷バッグ