

Wb、Ihc-P、Elisa用Anti-Bhlhe40ポリクローナル抗体 - O14503

商品番号: CM0027088

前書き

ヒト、マウス、ラットのWB、IHC-P、ELISAで検証済みのBHLHE40ウサギポリクローナル抗体。概日リズム転写リプレッサーDEC1/SHARP2を標的とします。生物リズムおよび転写制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BHLHE40 Rabbit pAb
備考/別名	DEC1; HLHB2; BHLHB2; Clast5; SHARP2; STRA13; Stra14; SHARP-2; BHLHE40
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8553
遺伝子ID	8553
免疫原	ヒトBHLHE40 (NP_003661.1) のアミノ酸121-300に相当する配列を含む組換えタンパク質、または組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O14503
タンパク質分子量	46kDa
配送	アイスバッグ