


抗Bidウサギモノクローナル抗体（Kd検証済み）、WbおよびElisa用 - P55957

商品番号: CM0007631



前書き

ヒトBid（UniProt P55957、22 kDa）に対するKD検証済みウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロッティングおよびELISAに適しており、アポトーシスやミトコンドリア経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済み] Bidウサギモノクローナル抗体
備考/別名	FP497; [KD検証済み] Bid
種	ヒト
遺伝子ID	637
免疫原	ヒトBid（NP_001187.1）のアミノ酸1〜195に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P55957
タンパク質重量	22kDa
配送	アイスパッグ