

WbおよびElisa用Anti-Bin2ウサギポリクローナル抗体 - Q39011

商品番号: CM0019531

前書き

シロイヌナズナ (Arabidopsis thaliana) BIN2 (shaggy-related protein kinase eta) を標的とするアフィニティ精製ウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。ブラシノステロイドシグナル伝達の負の制御因子。UniProt Q39011。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BIN2 Rabbit pAb
備考/別名	ATSK21; BRASSINOSTEROID-INSENSITIVE 2; DWARF 12; DWF12; F28A21.120; F28A21_120; SHAGGY-LIKE KINASE 21; SK21; UCU1; ULTRACURVATA 1; BIN2
種	シロイヌナズナ (Arabidopsis thaliana)
遺伝子ID	827605
免疫原	シロイヌナズナ (Arabidopsis thaliana) BIN2 (NP_193606.1) のアミノ酸281-380内の配列に対応する合成ペプチド
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	シロイヌナズナ (Arabidopsis thaliana)
SWISS	Q39011
タンパク質分子量	43kDa
配送	氷袋