

## 抗バイオチニダーゼ（Btd）ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用途） - P43251

商品番号: CM0029710

### 前書き

BTDウサギpAbはヒトバイオチニダーゼを標的とし、WB、IHC-P、ELISAで検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。バイオチン代謝研究や診断法開発に最適です。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------|
| 製品名        | BTD Rabbit pAb                                      |
| 備考／別名      | BTD                                                 |
| 対象種        | ヒト                                                  |
| GeneID（ヒト） | 686                                                 |
| GeneID     | 686                                                 |
| 免疫原        | ヒトBTD（NP_000051.1）のアミノ酸284～543番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源         | ウサギ                                                 |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                           |
| 用途         | WB, IHC-P, ELISA                                    |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                          |
| SWISS      | P43251                                              |
| タンパク質分子量   | 61kDa                                               |
| 輸送方法       | 保冷剤                                                 |