


Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa用 抗Bip/Grp78ウサギモノクローナル抗体 - P11021

商品番号: CM0005586



前書き

ヒトBiP/GRP78を標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体で、WB、IF/ICC、IHC-P、ELISAで検証済みです。ヒト、マウス、ラット、ブタにおける内因性BiPを検出します。小胞体ストレス、シャペロン、ウイルス侵入研究に必須です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BiP/GRP78 ウサギ mAb
備考/別名	BIP; GRP78; HEL-S-89n; BiP/GRP78
種	ヒト
遺伝子ID	3309
免疫原	ヒトBiP/GRP78 (NP_005338.1) のアミノ酸531-630に相当する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、ブタ
SWISS	P11021
タンパク質分子量	72 kDa
発送	保冷バッグ