


抗BiP/Grp78 ウサギポリクローナル抗体 (Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa) - P11021

商品番号: CM0013569



前書き

ウエスタンブロット(WB)、IF/ICC、IHC-P、ELISA用に検証済みのBiP/GRP78ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのBiP（小胞体シャペロン、タンパク質フォールディングとUPRに関与）を認識します。小胞体ストレスおよび癌研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	BiP/GRP78 ウサギ pAb
備考/別名	BIP; GRP78; HEL-S-89n; BiP/GRP78
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3309
GeneID	3309
免疫原	ヒトBiP/GRP78 (NP_005338.1) のアミノ酸550-654に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P11021
タンパク質分子量	72 kDa
発送	保冷バッグ