

Wb、Elisa用抗Bmp10ポリクローナル抗体 - O95393

商品番号: CM0017009



前書き

ヒトBMP10を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。ラットと交差反応します。心臓の発生、内皮細胞の遊移、およびBMPシグナル伝達の調査に最適です。組換え免疫原、予測分子量48kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BMP10 Rabbit pAb
備考/別名	BMP10
種	ヒト
GeneID (ヒト)	27302
GeneID	27302
免疫原	ヒトBMP10 (NP_055297.1) のアミノ酸22-316に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	O95393
タンパク質分子量	48kDa
配送	アイスパック