


If/IccおよびElisa用抗Bmp6ポリクローナル抗体 - P22004

商品番号: CM0018568



前書き

ヒトBMP6に対するウサギポリクローナル抗体。免疫蛍光（IF/ICC）およびELISAでバリデーション済み。ヒトおよびマウスBMP6（57 kDa）に反応します。骨の発生および鉄代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BMP6ウサギpAb
備考／別名	IO ; VGR ; VGR1 ; BMP6
種	ヒト
GeneID（ヒト）	654
GeneID	654
免疫原	ヒトBMP6（NP_001709.1）の375～513アミノ酸に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P22004
タンパク質分子量	57kDa
配送	保冷バッグ