


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Bmpr1B ラビットポリクローナル抗体 - O00238

商品番号: CM0023181



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでバリデーションされたラビットポリクローナルBMPR1B抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。骨形態形成タンパク質シグナル伝達および軟骨細胞分化の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BMPR1B ラビット pAb
備考/別名	ALK6, AMD3, AMDD, BDA2, ALK-6, BDA1D, CDw293, BMPR1B
種	ヒト
遺伝子ID	658
免疫原	ヒトBMPR1B (NP_001194.1) のアミノ酸1-126に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ラビット
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O00238
タンパク質分子量	57kDa
配送	氷袋