

## Wb、If/Icc、Elisa用抗ブラキュリーポリクローナル抗体 - O15178

商品番号: CM0022783



### 前書き

CamelBio製の高品質ウサギ由来ブラキュリーポリクローナル抗体です。ヒトおよびラットを対象としたWB、IF/ICC、ELISAで検証済み。中胚葉形成と転写制御の研究に不可欠なツールです。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 値                                                           |
|----------|-------------------------------------------------------------|
| 製品名      | ブラキュリー ウサギpAb                                               |
| 備考/別名    | T; TFT; SAVA; Brachyury                                     |
| 対象種      | ヒト                                                          |
| 遺伝子ID    | 6862                                                        |
| 免疫原      | ヒトブラキュリー(NP_003172.1)のアミノ酸226-435に対応する配列を含む組換えブラキュリー融合タンパク質 |
| 由来       | ウサギ                                                         |
| カテゴリー    | ポリクローナル抗体                                                   |
| 用途       | WB、IF/ICC、ELISA                                             |
| 交差反応性    | ヒト、ラット                                                      |
| SWISS    | O15178                                                      |
| タンパク質分子量 | 47kDa                                                       |
| 輸送方法     | 氷袋                                                          |