

Anti-Brcc2/Blid Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q8Izy5

商品番号: CM0026149

前書き

Anti-

BRCC2/BLIDウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。アポトーシスおよび細胞死の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BRCC2/BLID Rabbit pAb
備考/別名	BRCC2; BRCC2/BLID
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	414899
遺伝子ID	414899
免疫原	組換えタンパク質；ヒトBRCC2/BLID (NP_001001786.2) のアミノ酸1-108に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8IZY5
タンパク質分子量	12kDa
配送	氷袋