


## 抗Brd4ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - O60885

商品番号: CM0003776



前書き

WB、IHC-

P、ELISAでの使用が検証済みの高品質抗BRD4ウサギモノクローナル抗体です。エピゲネティック記憶と転写制御に重要なアセチルヒストンリーダーであるヒトBRD4を認識します。がん・エピゲネティクス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| 製品名         | BRD4 ウサギmAb                                         |
| 備考/別名       | CAP; MCAP; HUNK1; HUNKI; FSHRG4; BRD4               |
| 対象種         | ヒト                                                  |
| GeneID (ヒト) | 23476                                               |
| GeneID      | 23476                                               |
| 免疫原         | 合成ペプチド ヒトBRD4 (O60885)のアミノ酸100-200領域内の配列に対応する合成ペプチド |
| 起源          | ウサギ                                                 |
| 分類          | モノクローナル抗体                                           |
| 適用用途        | WB、IHC-P、ELISA                                      |
| 交差反応性       | ヒト                                                  |
| SWISS       | O60885                                              |
| タンパク質分子量    | 152kDa                                              |
| 輸送方法        | 保冷剤                                                 |