


WbおよびElisa用 抗Brf2 ウサギポリクローナル抗体 - Q9Haw0

商品番号: CM0026306



前書き

ヒトBRF2を標的とするウサギポリクローナル抗体。
WBおよびELISAで検証済み、ヒト、マウス、ラット
サンプルにおいて47kDaのバンドを認識します。転写
および酸化ストレス研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BRF2 ウサギ pAb
備考/別名	BRFU; TFIIB50; BRF2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55290
GeneID	55290
免疫原	ヒトBRF2 (NP_060780.2) のアミノ酸180-419に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9HAW0
タンパク質分子量	47kDa
輸送	保冷バッグ