

抗Brg1/Smarca4ポリクローナル抗体 ウェスタンブロット、If/Icc、Elisa用 - P51532

商品番号: CM0014190



前書き

ウサギ由来ヒトBRG1/SMARCA4に対するポリクローナル抗体(P51532)です。ウェスタンブロット、免疫蛍光法/免疫細胞化学、ELISAでの使用が検証済みです。BRG1/SMARCA4は遺伝子制御とEMTに関与するクロマチンリモデリング因子です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	[KO 検証済] BRG1/SMARCA4 ウサギ pAb
別名	BRG1; CSS4; SNF2; SWI2; MRD16; RTPS2; BAF190; SNF2L4; SNF2LB; hSNF2b; BAF190A; SNF2-beta; A4
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6597
遺伝子ID	6597
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P51532
タンパク質分子量	185kDa
発送方法	氷袋