

Anti-Brk1 Rabbit Polyclonal Antibody For Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Wuw1

商品番号: CM0020634



前書き

ヒトBRK1 (Protein

BRICK1、HSPC300) を標的とするウサギポリクローナル抗体。IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済みで、ヒトおよびマウスとの交差反応性があります。WAVE複合体介在性アクチン調節およびエンドサイトーシス輸送経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BRK1 Rabbit pAb
備考/別名	MDS027; hHBrk1; C3orf10; HSPC300; BRK1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	55845
遺伝子ID	55845
免疫原	ヒトBRK1 (NP_060932.2) のアミノ酸1-75に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q8WUW1
タンパク質分子量	9kDa
配送	アイスバッグ