


Anti-Brms1 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Hcu9

商品番号: CM0003271



前書き

ヒトBRMS1を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-

P、ELISAに対応。マウスおよびラットと交差反応します。アポトーシス、転移抑制、NF-kBシグナリングの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BRMS1 Rabbit mAb
備考/別名	BRMS1; breast cancer metastasis-suppressor 1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	25855
遺伝子ID	25855
免疫原	合成ペプチド (ヒトBRMS1 (Q9HCU9) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド)
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9HCU9
タンパク質分子量	28kDa
配送	氷袋