


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Brms1ウサギポリクローナル抗体 - Q9Hcu9

商品番号: CM0015294



前書き

転移抑制因子であるヒトBRMS1に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。乳carcinomaおよびアノイキス研究に適しています。ヒト、マウス、ラットと反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	BRMS1ウサギpAb
備考／別名	BRMS1
生物種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	25855
免疫原	ヒトBRMS1 (NP_056214.1) のアミノ酸90～210に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9HCU9
タンパク質分子量	28 kDa
輸送	保冷剤