

Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Btg1 ポリクローナル抗体 - P62324

商品番号: CM0025223

前書き

BTG1

ウサギポリクローナル抗体は、WB、IF/ICC、ELISAで検証済みです。抗増殖性タンパク質であり、がんに関与するヒトBTG1と反応します。細胞周期調節および染色体転座の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BTG1 ウサギ pAb
備考/別名	APRO2; BTG1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	694
遺伝子ID	694
免疫原	ヒトBTG1 (NP_001722.1) のアミノ酸22-171に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P62324
タンパク質分子量	19kDa
発送	保冷バッグ